

# Fixierender Ausrichtungs- Und StabilisationsTräger



## FAUST

T. J. Henke, B. Friemert, H. Gerngroß

Aus dem Bundeswehrkrankenhaus Ulm, Abteilung Chirurgie



### WAS ist FAUST ?

FAUST ist eine Repositionshilfe für das MEFiSTO-Fixateursystem.

Sie wird mittels zweier Klemmbacken (Standardclamp, s.u.) an die parallel eingebrachten Schanz`schen Schrauben montiert.

Kernelement ist ein zentrales Mobilitätsmodul, welches aus 6 hintereinander geschalteten Einzelmodulen besteht. Jedes Einzelmodul kann separat über einen Innensechskant eingestellt werden.



### Indikationen für FAUST?

- ✓ Korrekturosteotomien (Umstellung, Rotation)
- ✓ Schwierige Repositionen bei der externen Fixation mit MEFiSTO

Beispiel:

Umstellungsosteotomie



Stabile Verhältnisse während der gesamten Operation



Korrektur mit Hilfe des Mobilitätsmoduls

## MEFiSTO

Monolaterales Externes FixationsSystem für Traumatologie und Orthopädie

